

Mifam Super Lux

jakość

tradycja

zaufanie

zęby przednie

0/0



$L_3 = 35$ ♦ $h_2 = 8,6$ ♦ $I_4 = 5,3$

0/4



$L_3 = 32,5$ ♦ $h_2 = 9$ ♦ $I_4 = 5$

Zęby Mifam Super Lux ... w odcieniach Biodent

zęby boczne

1/60



$L_5 = 28$ ♦ $L_7 = 30$ ♦ $I_6 = 7,5$ ♦ $I_8 = 8$

Jakość zębów
Mifam Super Lux
spełnia normę
EN ISO 3336

zęby przednie



$$L_3 = 34 \blacklozenge h_2 = 9 \blacklozenge I_4 = 5$$



$$L1 = 37 \blacktriangle h_1 = 8,7 \blacktriangle I_2 = 6,7$$



$$L_3 = 35 \blacklozenge h_2 = 10 \blacklozenge I_4 = 5$$



$$L1 = 40 \blacktriangle h_1 = 9,5 \blacktriangle I_2 = 7,3$$



$$L_3 = 36 \blacklozenge h_2 = 9 \blacklozenge I_4 = 5$$



$$L1 = 42,5 \blacktriangle h_1 = 9,6 \blacktriangle I_2 = 7,6$$



$$L_3 = 36 \blacklozenge h_2 = 9,5 \blacklozenge I_4 = 5,5$$



$$L1 = 42 \blacktriangle h_1 = 10 \blacktriangle I_2 = 8$$



$$L_3 = 37,5 \blacklozenge h_2 = 9,5 \blacklozenge I_4 = 5,5$$



$$L1 = 47 \blacktriangle h_1 = 11 \blacktriangle I_2 = 8,6$$



$$L_3 = 39,5 \blacklozenge h_2 = 11 \blacklozenge I_4 = 6$$



$$L1 = 48,5 \blacktriangle h_1 = 11 \blacktriangle I_2 = 8,7$$

zęby boczne



$$L_5 = 32 \blacklozenge L_7 = 34 \blacklozenge I_6 = 9 \blacklozenge I_8 = 9$$





$$L_5 = 28,5 \blacklozenge L_7 = 31 \blacklozenge I_6 = 8,5 \blacklozenge I_8 = 7,8$$



$$L_5 = 31 \blacklozenge L_7 = 32,5 \blacklozenge I_6 = 8,6 \blacklozenge I_8 = 8,5$$



$$L_5 = 30 \blacklozenge L_7 = 31 \blacklozenge I_6 = 8,5 \blacklozenge I_8 = 8$$



zęby przednie



1/20

$L_1 = 41,2 \blacksquare h_1 = 8,7 \blacksquare I_2 = 7,6$



1/32

$L_1 = 41,8 \bullet h_1 = 9,6 \bullet I_2 = 7,5$



1/21

$L_1 = 42 \blacksquare h_1 = 9 \blacksquare I_2 = 7,7$



1/37

$L_1 = 46,5 \bullet h_1 = 10,5 \bullet I_2 = 8,4$



1/22

$L_1 = 43 \blacksquare h_1 = 9 \blacksquare I_2 = 8$



1/44

$L_1 = 42,3 \bullet h_1 = 9,4 \bullet I_2 = 7,7$



1/25

$L_1 = 45 \blacksquare h_1 = 10 \blacksquare I_2 = 8,5$



1/47

$L_1 = 46,8 \bullet h_1 = 9,7 \bullet I_2 = 8,3$



1/27

$L_1 = 48,7 \blacksquare h_1 = 11 \blacksquare I_2 = 8,8$



1/48

$L_1 = 45,8 \bullet h_1 = 9,5 \bullet I_2 = 8,4$



1/35

$L_1 = 43,2 \blacksquare h_1 = 10 \blacksquare I_2 = 8$



1/49

$L_1 = 48,5 \bullet h_1 = 11 \bullet I_2 = 8,8$

zęby boczne

zęby boczne



70N

$L_5 = 30 \blacklozenge L_7 = 33 \blacklozenge I_6 = 8,5 \blacklozenge I_8 = 8,7$



77N

$L_5 = 30 \blacklozenge L_7 = 31 \blacklozenge I_6 = 8,7 \blacklozenge I_8 = 8$





76N

$L_5 = 31 \blacklozenge L_7 = 34 \blacklozenge I_6 = 8,8 \blacklozenge I_8 = 8,5$



79N

$L_5 = 31 \blacklozenge L_7 = 34 \blacklozenge I_6 = 9,2 \blacklozenge I_8 = 8,8$



zęby boczne



Opakowania:

- 12x 8 zębów bocznych
- 18x 6 zębów przednich
- 4x 8 zębów bocznych
- 6x 6 zębów przednich



MIFAM SUPER LUX dostępne są w następujących odcieniach, wg kolornika Biodentu:



A1	B1	G1	N2	R1
A2	B2	G2	N3	R2
	B3	G3	N5	R3
				R5

MIFAM TEETH

SpofaDental
A Kerr Company

dystybutor

SpofaDental a.s.
Przedstawicielstwo w Polsce
Londyńska 27, 03-921 Warszawa
tel. +48 22 597 69 00
fax +48 22 597 69 07